


Campo de incisión Steri Drape II

Referencia: 2035,2037,2040,2045,2050,2051



DESCRIPCION COMERCIAL

El material: Está formado por una lámina de poliéster y un adhesivo de acrilato, con una alta permeabilidad al vapor de agua.

Este tipo de material es resistente a la tracción y completamente impermeable.

Adhesivo: de acrilato hipoalergénico con que permite una adhesión segura durante la cirugía, independientemente de los fluidos.

VENTAJAS & BENEFICIOS

Material:

- Es muy resistente a la tracción, aumentando la seguridad.
- Adaptabilidad, facilita su uso durante el acto quirúrgico.
- Impermeabilidad, mantiene la asepsia durante toda la cirugía.
- Transparente, permite visualizar directamente el color de la piel de la zona anatómica que cubre.

Adhesivo sanitario hipoalergénico:

- Adhesivo de alta calidad que permite una adherencia prolongada del campo a la piel.
- Adhesivo seguro e hipoalergénico, que minimiza las reacciones cutáneas de tipo alérgico.

ESPECIFICACIONES

La esterilización es por Rayos Gamma
La caducidad es de 5 años.
No contiene látex.

ALMACENAMIENTO

Hoja de Información Técnica del Producto

Para un óptimo resultado, almacenar a temperatura ambiente (entre 15 y 30°C). Evitar el exceso de calor y humedad.

CUMPLIMIENTO CON NORMATIVAS

Marcado CE de acuerdo con Directiva Europea 93/42 de Productos sanitarios.

INFORMACION PARA PEDIDOS

Ref.	Producto	Dimensiones Exteriores	Dimensiones Área Adhesiva	Unidades/Caja	Cajas/Embalaje
2035	Campo de incisión Steri Drape II	20 x 20 cm	10 x 20 cm	10	4
2037	Campo de incisión Steri Drape II	38 x 25 cm	28 x 25 cm	10	4
2040	Campo de incisión Steri Drape II	38 x 41 cm	28 x 41 cm	10	4
2045	Campo de incisión Steri Drape II	60 x 45 cm	50 x 45 cm	10	4
2050	Campo de incisión Steri Drape II	90 x 60 cm	60 x 60 cm	10	4
2051	Campo de incisión Steri Drape II	90 x 85 cm	60 x 85 cm	10	4