

GUANTES DE LATEX EMPOLVADOS

Descripción

Guantes no estériles de látex natural para trabajos de examinación.

Poseen reborde enrollado y se pueden usar indistintamente en ambas manos.

Se utilizan preferentemente en el exámen y exploración de pacientes, en extracciones de muestras biológicas y analíticas, en la limpieza y manipulaciones de instrumental y material contaminado o no contaminado.

Indicaciones

Elaborado Para realizar exámenes, procedimientos médicos, limpieza de pacientes y demás procedimientos clínico hospitalarios en caso de manipulación de material contaminado y para realización de pruebas de laboratorio.

Advertencias y Recomendaciones

- Producto para un solo uso
- No usar en áreas calientes, ni esterilizar
- Evitar el uso con ácidos
- Almacenar en lugar seco y limpio, entre 10° y 30°

Presentaciones

	Ancho	Largo	Caja
XS	76 +/- 3 mm	240 mm	100 U.
S	84 +/- 3 mm		
M	94 +/- 3 mm		
L	105 +/- 3 mm		
XL	113 +/- 3 mm		

Certificaciones

